

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	V.A.C.® Ulta™
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	8437006877350
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTDEV01
Referencia del Distribuidor	ULTDEV01
Marca comercial	V.A.C.® ULTA™
Descripción Técnica	El sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de Heridas V.A.C. Ulta™ es un sistema integrado para el tratamiento de heridas que proporciona Terapia de Presión Negativa (Terapia V.A.C.®) con una opción de Terapia de Instilación (Terapia V.A.C.® VeraFlo™). La terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas ha sido diseñada para crear un entorno que fomente la cicatrización de la herida mediante intención secundaria o terciaria (primaria retardada) preparando el lecho de la herida para su cierre, reduciendo los edemas, promoviendo la formación de tejido de granulación y la perfusión, y eliminando los exudados y las sustancias infecciosas. La terapia de Instilación está indicada para pacientes que puedan beneficiarse del drenaje asistido por vacío y de la administración controlada de soluciones y suspensiones tópicas para el tratamiento de heridas sobre el lecho de la herida.
Composición	La unidad de Terapia V.A.C.® ULTA™ incluye todas las valiosas funciones de la generación anterior de dispositivos de terapia de presión negativa. Además, dentro de las nuevas funciones podemos señalar: <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla de gran tamaño - Administración volumétrica - Terapia Dynamic Pressure Control™ - Retención en apósito - Ciclo de prueba - Ayuda de llenado - Cartucho V.A.C.® Veralink™ Características preservadas: <ul style="list-style-type: none"> - Interfaz del usuario con pantalla táctil - Configuración de presión negativa y modos de terapia ajustable - Detector de fugas Seal Check™ - Informes de historial - Sistema SensaT.R.A.C. - Conexiones de tubos incorporados - Contenedores - Botón de liberación del contenedor - Ajuste de intensidad - Análisis de imágenes de la herida - Mecanismo del gancho - Funcionamiento con batería
Medidas	Dimensiones: 25,7 cm X 20,7 cm X 20,9 cm Peso: 3,22 Kg.
Método de Esterilización	N/A
Envasado	Unitario
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ulta™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.

Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE
-----------------------	---

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	-10 A 50 °C
Término de Caducidad del Producto	N/A
Plazo de Entrega (en horas)	Mínimo 24 horas, máximo 32 horas

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguierte
EAN	0878237012581	0878237012581	0878237012581	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	N/A	N/A	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	1	1	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	SI	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	CAJA	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	SI	SI	SI	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	3,35	3,35	3,35	N/A
Unidad de Medida de Peso	KG	KG	KG	N/A
Anchura	215	215	215	N/A
Altura	265	265	265	N/A
Profundidad	220	220	220	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	VeraFlo™ Mediano
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTVFLO5MD
Referencia del Distribuidor	ULTVFLO5MD
Marca comercial	VeraFlo™ Mediano

Descripción Técnica	KIT compuesto por espuma hidrófoba de poliuretano reticulado e interfase VeraT.R.A.C.™ para la instilación de soluciones tópicas y aplicación de presión negativa
Composición	Kit de instilación y granulación VeraFlo™ compuesto por, espuma hidrófoba de poliuretano reticulado (E.R.P) e Interfase VeraT.R.A.C.™.
Medidas	145 mm/diámetro, 17 mm/grosor, 780mm/longitud
Método de Esterilización	Rayos Gamma
Envasado	Envases Unitarios (KIT), contenidos en Cajas de 5 Unidades.
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	CONDICIONES NORMALES DE ALMACEN
Término de Caducidad del Producto	2 AÑOS DESDE FECHA DE FABRICACION
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	0878237011966	0878237011942	0878237011942	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	BLISTER	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	200	1380	1380	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	235	370	370	N/A
Altura	355	250	250	N/A
Profundidad	45	255	255	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	VeraFlo™ Pequeño
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTVFL05SM
Referencia del Distribuidor	ULTVFL05SM
Marca comercial	VeraFlo™ Pequeño
Descripción Técnica	KIT compuesto por espuma hidrófoba de poliuretano reticulado e interfase VeraT.R.A.C.™ para la instilación de soluciones tópicas y aplicación de presión negativa
Composición	Kit de instilación y granulación VeraFlo™ compuesto por, espuma hidrófoba de poliuretano reticulado (E.R.P) e Interfase VeraT.R.A.C.™.
Medidas	77 mm/diámetro, 17 mm/grosor, 230mm/longitud
Método de Esterilización	Rayos Gamma
Envasado	Envases Unitarios (KIT), contenidos en Cajas de 5 Unidades.
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	CONDICIONES NORMALES DE ALMACEN
Término de Caducidad del Producto	2 AÑOS DESDE FECHA DE FABRICACION
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	0878237011935	0878237011911	0878237011911	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	BLISTER	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	170	1250	1250	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	235	370	370	N/A
Altura	355	250	250	N/A
Profundidad	45	255	255	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	VeraFlo™ Cleanse
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTVCL05MD
Referencia del Distribuidor	ULTVCL05MD
Marca comercial	VeraFlo™ Cleanse

Descripción Técnica	KIT compuesto por espuma hidrófoba tubular de poliuretano reticulado e Interfase VeraT.R.A.C.™ para la instilación de soluciones tópicas y aplicación de presión negativa. 30mm de diámetro. 660mm de longitud.
Composición	Espuma hidrófoba tubular de poliuretano reticulado e Interfase VeraT.R.A.C.™
Medidas	30 mm/diámetro, 660mm/longitud
Método de Esterilización	Rayos Gamma
Envasado	Envases Unitarios (KIT), contenidos en Cajas de 5 Unidades.
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	CONDICIONES NORMALES DE ALMACEN
Término de Caducidad del Producto	2 AÑOS DESDE FECHA DE FABRICACION
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	0878237012284	0878237012291	0878237012291	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	BLISTER	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	210	1780	1780	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	235	255	255	N/A
Altura	355	250	250	N/A
Profundidad	45	370	370	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	VeraLink™ Cassette
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTLNK0500
Referencia del Distribuidor	ULTLNK0500
Marca comercial	VeraLink™Cassette

Descripción Técnica	Accesorio desechable que facilita la instilación de soluciones medicamentosas. Permite conectar la unidad de Terapia Ultra™ a la bolsa/botella con la solución a instilar.
Composición	Plástico
Medidas	cassette: 165 x 100 x 100 mm
Método de Esterilización	rayos gamma
Envasado	blíster
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	CONDICIONES NORMALES DE ALMACEN
Término de Caducidad del Producto	2 AÑOS DESDE FECHA DE FABRICACION
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	0878237012307	0878237012314	0878237012314	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	BLISTER	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	215	1475	1475	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	275	290	290	N/A
Altura	125	150	150	N/A
Profundidad	110	415	415	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	VeraT.R.A.C Duo™
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	ULTDUO0500
Referencia del Distribuidor	ULTDUO0500
Marca comercial	VeraT.R.A.C Duo™ Tube Set, 5 pack

Descripción Técnica	KIT compuesto por 2 almohadillas de aplicación independiente, contribuye a mejorar la circulación de los fluidos, su uso está recomendado en heridas alargadas o de amplica extensión. Sistema para la instilación de soluciones tópicas y aplicación de presión negativa. Tubo de 90cm de largo
Composición	
Medidas	tubo 90 cm de largo; almohadillas 10 cm diámetro
Método de Esterilización	rayos gamma
Envasado	blíster
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

(CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)

Temperatura Indicada de Almacenaje	CONDICIONES NORMALES DE ALMACEN
Término de Caducidad del Producto	2 AÑOS DESDE FECHA DE FABRICACION
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	0878237012178	0878237012161	0878237012161	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	BLISTER	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/07/2011	01/07/2011	01/07/2011	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	85	615	615	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	165	175	175	N/A
Altura	190	205	205	N/A
Profundidad	35	200	200	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A



FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL PRODUCTO

DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO (Oficiales, Informados por el Proveedor)

Código del Producto del Cliente	
Denominación General del Producto	Contenedor VeraFlo™
Identificación de la Empresa	
NIF	B82763277
Punto operacional / EDI	N/A
Fabricante / Distribuidor Autorizado	KCI / KCI Clinic Spain, S.L.
Datos Específicos del Producto	
Referencia del Fabricante	M8275071/5.S
Referencia del Distribuidor	M8275071/5.S
Marca comercial	Contenedor VeraFlo™ para Exudado 500 ml.

Descripción Técnica	Contenedor para recogida de exudado; sistema VeraFlo™. Tubos conectores con sensores de 4 lúmenes, pinzas y conector hermético. Filtro de carbón activo sin saco de hidrogel. Uso simultáneo para la instilación de soluciones de acción tónica y aplicación de terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas crónicas y agudas.
Composición	Componentes estériles de un solo uso que no contienen látex
Medidas	19,6 x 11,4 x 5,5cm
Método de Esterilización	Rayos Gamma
Envasado	Envases Unitarios (KIT), contenidos en Cajas de 5 Unidades
Indicaciones de Uso	El Sistema de Terapia de Presión Negativa para el tratamiento de heridas V.A.C.®Ultra™ está indicado para pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, y con dehiscencia, quemaduras de espesor parcial, úlceras (por ejemplo, diabéticas, por presión o varicosas), colgajos e injertos.
Acreditaciones (CE, Tipos de clase, documento/auto certificación)	Directiva de productos sanitarios (93/42/CEE). 674 CE

Temperatura Indicada de Almacenaje	15 - 30 °C
Término de Caducidad del Producto	24 meses
Plazo de Entrega (en horas)	24

Tabla Indicadora del Código EAN

Niveles de Jerarquía - Código EAN	Unidad de Consumo	Unidad Mínima de Envasado	Unidad Mínima de Venta	Agrupación Siguiete
EAN	878237000922	878237000908	878237000908	N/A
Cantidad EAN Anterior	N/A	5	5	N/A
Cantidad de unidad de Consumo	1	5	5	N/A
Simbolización	SI	SI	SI	N/A
Unidad de Pedido	NO	SI	SI	N/A
Tipo de Embalaje	PAQUETE	CAJA	CAJA	N/A
Instrucciones de Manipulación	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	Lugar oscuro, fresco y seco	N/A
Datos de Inicio de Disponibilidad	01/01/2008	01/01/2008	01/01/2008	N/A
Datos Fin de Disponibilidad	N/D	N/D	N/D	N/A
Peso	233	1550	1550	N/A
Unidad de Medida de Peso	GR	GR	GR	N/A
Anchura	220	270	270	N/A
Altura	350	175	175	N/A
Profundidad	60	320	320	N/A
Unidad de Medida de Longitud	MM	MM	MM	N/A

