

Askina[®] Transorbent Border

Apósito hidrocélular multicapa estéril, adhesivo con borde



ASKINA® TRANSORBENT® BORDER

Descripción del producto

Apósito hidrocelular estéril, compuesto por:

- Adhesivo adherente en la piel sana pero respetando la zona lesionada
- Capa intermedia en poliéster
- Fórmula de alta absorción en hidrogel
- Capa interfase
- Film de poliuretano reticulado
- Film externo recubrimiento en poliuretano, que sobresale los bordes del apósito y se adhiere a la piel, garantizando la permanencia del apósito en su localización

Indicado en la cura húmeda y térmica, y en la profilaxis de las úlceras y lesiones crónicas de la piel.

Muy flexible y adaptable a las distintas anatomías del cuerpo.

Impermeable al agua y microorganismos pero permeable al vapor de agua e intercambios gaseosos. No deja residuos en su retirada al no desintegrarse.

Caracterizado por su estabilidad estructural y alta capacidad de absorción, retirando el exceso de exudado en contacto directo con el lecho ulceral y manteniéndolo en un compartimiento superior. Puede permanecer hasta 7 días en su aplicación.

Condiciones de conservación

Almacenar a temperatura ambiente, en ambiente seco.
Caducidad: 3 años.



Presentaciones

Askina Transorbent Border 9x14 cm (5 x 10 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072705B
Askina Transorbent Border 14 x 14 cm (10 x 10 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072710C
Askina Transorbent Border 17 x 17 cm (13 x 13 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072715D
Askina Transorbent Border 24 x 24 cm (20 x 20 cm)	C/5 unidades	Código Braun 0072720E

Marca CE: 0050

B | BRAUN